

レサシアンQCPR

レサシアン ファーストエ
イド

General

ラテックスフリー



Airway features

気道閉塞（頭部後屈／顎先挙上、下顎挙上）機能がありま
す

口腔咽頭チューブ、鼻咽頭チューブの挿入および吸引

ラリングルマスク、ラリングルチューブ、コンビチューブ
の使用

セリック法の実施



気管吸引トレーニング



胃減圧がトレーニングできます



ラリングルマスクの使用



陽圧換気ベンチレーション



胸の上がりが目視できます



Circulation

除細動（マニュアルモード／オートモード）

A E D トレーナ 2 に対応（レールダルリンクテクノロジー
搭載）

除細動センサー機能があります



パッドセンサー機能があります



ShockLinkに最適化されています



Blood pressure / pulses

頸動脈機能（手動）があります



Debriefing

記録に基づくディブリーフィング



CPR手技のクイックレビュー



Circulatory skills and IV drug administration

静脈路穿刺ができます



CPR

口対口人工呼吸ができます



フェイスシールドを使っての人工呼吸ができます



ポケットマスクを使っての換気ができます



バッグバルブマスク換気



換気測定機能およびフィードバック機能があります



	レサシアンQCPR	レサシアン ファーストエイド
胸骨圧迫	✓	✓
圧迫深度測定機能およびフィードバック機能があります	✓	-
CPRに関する細かい評価が得られます	✓	-
圧迫回数カウンター	✓	-
圧迫解除のフィードバック	✓	-
自動胸部圧迫装置（ルーカスやオートパルスなど）に対応	✓	✓
Eye features		
交換可能な瞳孔	✓ 1)*	✓
Gender, age, size		
成人	✓	✓
女性	✓	✓
全身マネキン	✓	✓
半身	✓	✓
Simulation administration		
ワイヤレス	✓	✓
Wounds / Trauma		
オプション トラウマモジュール	✓ 3)*	✓
外傷ケアおよび評価モジュールがあります	✓ 3)*	✓
Other		
コントロールデバイス	✓	-

1) エアウェイヘッドのみ

2) AEDレサシアンQCPRモデル

3) オプションの31200あるいは312050をご覧ください

4) IVアーム

5) only with airway head

6) see optional modules 312000 and/or 312050